



EXAPad

Echographe Portable

Ecran tactile 15" haute résolution

Léger, robuste et offrant une excellente qualité d'image, l'ExaPad est un échographe portable haut de gamme pour vos applications aquacoles.

Du nouveau pour l'échographie aquacole

Obtenez d'excellentes images échographiques sur les petits poissons à partir de 30 gr grâce à la sonde de 25 MHz. L'ExaPad peut être utilisé avec le dispositif de visualisation monoculaire pour un travail ergonomique inégalé.



L'excellence au bout des doigts




Votre solution complète d'imagerie animale

 **Echo Touch**
Ecran tactile

 **Echo Pad**
Pilote à distance

 **Echo Voice**
Commande vocale



Caractéristiques Techniques

Ecran: 15" pouces, technologie capacitive
Poids: 5,9 kg
Dimensions: 39 cm x 30 cm x 7 cm
Batterie interchangeable
Autonomie: > 2 heures
Démarrage rapide: < 30 secondes
Valise de transport renforcée
Protection silicone

Modes d'imagerie

B, B+B, B+M, M
CFM: Doppler couleur
PW: Doppler pulsé
CW: Doppler continu
Triplex

Stockage et connectivité

Sauvegarde d'images et clips
2 connecteurs de sondes
4 ports USB (2.0 et 3.0)
RJ45
HDMI
Jack audio
DICOM
Wifi, Bluetooth
Kensington Security

Fonctions spécifiques

Interface utilisateur intuitive
Pilote à distance et commande vocale
Logiciel de visualisation de l'aiguille
Mode paysage ou portrait

Accessoire optionnel

Appareil de visualisation monoculaire

Léger, affichage haute résolution
technologie OLED



Choix de sondes multiples pour l'échographie des petits et gros poissons ainsi que pour l'évaluation des oeufs.



Contactez nous

 www.imv-imaging.fr  france@imv-imaging.com  +33 (0)5 45 92 03 57

 facebook.com/IMVimagingFrance