

iMAGO.S

Nous soignons votre image



IMAGO.S



Compact, portable, très léger et pourtant extrêmement robuste, IMAGO.S est l'échographe idéal pour tous les diagnostics de gestation : porcin, bovin et petits ruminants.

Conçu avec les toutes dernières technologies, IMAGO.S peut être utilisé soit avec une sonde sectorielle standard (truies), soit avec une sonde sectorielle rectale (vaches, brebis et chèvres).

Sa batterie lithium ion interchangeable vous permet de travailler où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez vous assurant des heures de travail continu.

Sa conception entièrement numérique (processeur + FPGA) rend possible les mises à jour de votre IMAGO.S (Hardware et Software).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Spécifications

Poids : 1,8 kg
Ecran : 6,5'
Clavier tactile
Batterie interchangeable
Grande autonomie
Interface utilisateur intuitive
Boîtier magnésium

2. Mode d'imagerie

B, B+B
Zoom
Cineloop
Texte & Annotation
Protocole
Mesure et table
Sauvegarde d'images et de clips

3. Périphériques

Vidéo composite
USB
DC output
Antenne bluetooth

4. Applications cliniques

Générale,
gynécologique,
obstétrique, abdominale.

SB 355M
Externe



DB 355M
Rectale

