



IMAGO



Nous soignons votre image



Votre solution complète d'imagerie animale

COMPACT, PORTABLE, TRÈS LÉGER ET POURTANT EXTRÊMEMENT ROBUSTE



L'IMAGO répond parfaitement à toutes les applications vétérinaires. Grâce à une résolution d'image de très bonne qualité, il vous sera possible de poser un diagnostic rapide et fiable en toutes circonstances.

Sa batterie interchangeable vous garantit une autonomie d'une journée intensive et son port en bandoulière, une très grande liberté de mouvements.

Sa conception entièrement numérique (processeur + FPGA) rend possible les mises à jour de votre IMAGO (Hardware et Software) de manière à travailler avec un échographe toujours à la pointe du progrès.

SPÉCIFICATIONS

Poids : 1,8kg / Ecran : 6.5" / Clavier tactile / Batterie interchangeable
Grande autonomie / Interface utilisateur intuitive / Boitier magnésium
Vidéo composite / USB / DC output

MODE D'IMAGERIE

B, B+B / B+M mode / Zoom / Focus / Cineloop / Texte et anotation
Protocole / Mesure et table / Sauvegarde d'images et de clips / DICOM



Conçu pour les praticiens ruraux, l'IMAGO est en magnésium, un matériau reconnu pour sa très grande robustesse.

Dans sa valise, l'IMAGO vous suivra dans tous vos déplacements, quelque soit le moyen de transport et en toute sécurité.

Conçu avec les toutes dernières technologies, l'IMAGO peut être utilisé avec un large choix de sondes multi-fréquences (linéaire rectale, linéaire abdominale, convexe, sectorielle).



Contactez nous

 www.imv-imaging.fr  france@imv-imaging.com  +33 (0)5 45 92 03 57

 facebook.com/IMVimagingFrance  [twitter/IMVimaging](https://twitter.com/IMVimaging)