



Easi-Scan:Go™ curve



Connecter. Innover. Let's Go!

L'échographe nouvelle génération, sans fil et connecté à la ferme, renforce la relation entre les vétérinaires et les agriculteurs.

Connecter : L'Easi-Scan:Go est sans fil et fonctionne avec une application qui présente l'image générée par la sonde sur et jusqu'à 3 appareils périphériques en simultané.

Partagez des images avec un agriculteur ou examiner les données échographiques plus tard avec le Cloud.

L'accès instantané aux données améliore le travail en équipe et permet une meilleure planification stratégique.

Innover : Les périphériques sont utilisés non seulement pour visualiser l'image mais aussi pour enregistrer des données. Avec l'application Visits ToDo, les vétérinaires peuvent planifier leur journée et envoyer une notification au fermier avant leur arrivée, réduisant le temps d'attente.

Let's Go: Rapide, léger et avec un temps de configuration minimal requis, Easi-Scan: Go est prêt dès que vous l'êtes! Obtenez des résultats rapides et précis. Résistant à l'eau, son boîtier étanche vous assure d'avoir en main un équipement qui respecte les normes de biosécurité.



Découvrez en plus sur:
www.imv-imaging.fr



CONNECTEZ
jusqu'à 3 périphériques
iOS ou Android.

RÉSISTANT À L'EAU
Bouton étanches,
aucune connectique.

850 GRAMMES
Amélioration de la
composition des
cables pour une
MEILLEURE FLEXIBILITÉ

SONDE CURVE
pour une image plus profonde et plus large

POURQUOI UNE SONDE CURVE ?

- 24cm de profondeur
- Estimation de l'âge précis 60-120 jours
- Pour les applications non-repro



Améliore l'efficacité

Sound-Link, la plate-forme unique de transmission de données sans fil de IMV imaging pour l'imagerie en temps réel, permet l'affichage d'images sans aucun décalage d'image. Avec la technologie Smart-Beam, nous avons développé un échographe qui nécessite une alimentation minimale, avec des périphériques Wi-Fi standard utilisés comme principal périphérique de visualisation.



Connectivité intelligente

Les données pertinentes sont téléchargées dans les données en ligne de IMV imaging Cloud via Scan-Share. Les données peuvent être examinées, téléchargées et partagées à tout moment.



Longévité inégalée

Easi-Scan: Go est notre échographe le plus robuste à ce jour. Étanche et doté d'un câble de sonde renforcé, le scanner est plus durable que jamais.



Amélioration de la productivité

Utilisé avec l'application Visites ToDo, vous pouvez capturer des données sur les vaches, en enregistrant les données précédentes dans le clipboard. Impliquer le vétérinaire et l'agriculteur, s'assurer que les résultats du diagnostic sont enregistrés correctement et optimiser vos visites à la ferme.

Contactez nous

www.imv-imaging.fr france@imv-imaging.com +33 (0)5 45 92 03 57

facebook.com/IMVimagingFrance [twitter/IMVimaging](https://twitter.com/IMVimaging)



Votre solution complète d'imagerie animale